

## **HOLTER HUYẾT ÁP**

**Model: ABPM-7100S**

**Hãng chủ sở hữu: Welch Allyn, Inc**

**Hãng sản xuất: IEM GmbH**

**Xuất xứ: Đức**

**Năm sản xuất: 2023**

### **Tính năng kỹ thuật:**

- Thời gian ghi: 24 giờ
- Màn hình hiển thị các thông số: Huyết áp, nhịp tim, các thiết lập và thông báo lỗi
- Có thể kết nối máy tính thông qua cáp nối trực tiếp theo chuẩn USB
- Có thể lưu lại các thời điểm đặc biệt có sự thay đổi huyết áp: Huyết áp tăng hoặc giảm
- Có thể cho phép bệnh nhân chọn chế độ phân biệt khoảng thời gian ngày hoặc đêm
- Có cảnh báo âm thanh và hiển thị lỗi dưới dạng mã lỗi
- Có thể cài đặt ngày giờ, xóa bộ nhớ, cách thức đo, số lần đo cho bệnh nhân
- Dải đo huyết áp tâm thu: 60 đến 290 mmHg
- Dải đo huyết áp tâm trương: 30 đến 195 mmHg
- Độ chính xác:  $\pm 3$  mmHg
- Dải huyết áp tĩnh: 0 - 300 mmHg
- Dải nhịp mạch: 30 đến 240 nhịp/phút
- Phương pháp đo: Dao động kế
- Số lần đo cài đặt: Có thể lựa chọn từ 0 - 30 phép đo/giờ
- Dung lượng bộ nhớ: 300 phép đo
- Phần mềm có khả năng ghi lại, lưu trữ, hiển thị và in ra các bản ghi huyết áp trong 24 giờ
- Phần mềm có chức năng nhập thông tin về bệnh nhân, lựa chọn các giao thức
- Phần mềm có bản tóm tắt thống kê các thông số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhịp tim tối đa, nhịp tim tối thiểu, nhịp tim trung bình, sai lệch chuẩn
- Có hiển thị đồ họa: Biểu đồ dạng tròn, biểu đồ tần số, đồ thị tương quan cho huyết áp trong vòng  $\geq 24$  giờ, có phân biệt khoảng thời gian ngày đêm riêng biệt
- Có báo cáo trình bày dạng bảng theo thời gian, có thể chỉnh sửa để có thể phân tích kết quả chi tiết
- Có công cụ quản lý dữ liệu dạng xu hướng

### **Cung cấp bao gồm:**

- Đầu ghi holter huyết áp: 01 cái
- Băng huyết áp cỡ lớn: 01 cái
- Băng huyết áp cỡ trung bình: 01 cái
- Túi đựng đầu ghi: 01 cái
- Pin: 01 bộ